

Aus dem Sortiment:



## Produktinformationsblatt

# SANIT AquaDecon®

### Beschreibung

Desinfektionsmittel für die Sprühdesinfektion eines gereinigten oder neu errichteten Behälters oder Tanks.

Zugelassen nach der gültigen Trinkwasserverordnung § 11, geprüft nach DIN EN 901, DIN EN 1276, DIN EN 13623.

SANIT AquaDecon® wirkt gegen Legionellen, E-Coli, Pseudomonaden, Viren, Pilze und deren Sporen, Fäkalstreptokokken und viele andere mehr.

SANIT AquaDecon® ist pH-Neutral, nicht korrosiv während der Anwendung und kein Gefahrstoff.

### Anwendungsgebiete

- Wasserbehälter
- Hochbehälter
- Regenwasserspeicher
- Tankwagen (z.B. Lebensmittel u. Futtermittel)
- Schiffstank
- wasserberührte Anlagenteile

### Anwendung

SANIT AquaDecon® wird im Verhältnis 1 : 1 (1 Teil SANIT AquaDecon®, 1 Teil Wasser) gemischt. Bei starken Verkeimungen kann SANIT AquaDecon® auch pur angewandt werden. Ablagerungen oder sonstige Verschmutzungen müssen vor der Anwendung beseitigt werden. Sprühen Sie anschließend mit einem geeigneten Sprühgerät alle Behälterinnenflächen mit der Desinfektionslösung ein.

Sie können z.B. unsere Geräte SANIT DruckSprüher oder unser SANIT Edelstahlhandsprühgerät verwenden. SANIT AquaDecon® Behälterdesinfektion für 5 Minuten einwirken lassen. Das Wasser-Sprühlösungs-Gemisch kann einfach in den Abfluss entsorgt werden. Die Behälter können nach der Anwendung wieder direkt befüllt werden.

SANIT AquaDecon® kann auch für die Gebäude- und Wohnungsdesinfektion benutzt werden.

### Mindesthaltbarkeit

- 3 Monate

### Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/1	5 l Kanister	ADEC05
1/1	20 kg Kanister	ADEC20
1/1	100 kg Fass	ADEC100



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.