

Von Profis für Profis



SANIT ProDos® Silikon

Hochwertiges, neutralvernetzendes Sanitärsilikon.
Gebrauchsfertig im modernen Spendersystem.
Keine Kartuschenpistole erforderlich.
Schnelles, kontrolliertes Arbeiten, auch an unzugänglichen Fugen. **SANIT ProDos® Silikon** revolutioniert das Silikonieren im Sanitärbereich.

SANIT ProDos® Silikon

- So wird heute gearbeitet

SANIT ProDos® Silikon

30 Jahre
Zuverlässigkeit und Kompetenz
SANIT

1983 - 2013

SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

SANIT ProDos® Silikon ist sehr einfach in der Anwendung und führt immer zu einwandfreien Silikonfugen ohne das lästige Hantieren mit einer Kartuschenpistole.

Selbst an schwer zugänglichen Stellen, ob senkrecht, waagrecht oder über Kopf. Der Anwender behält immer die Kontrolle. Für den Profi perfekt geeignet.



1. Entfernen Sie die Kappe von der Düse
2. Entfernen Sie die Kindersicherung an der Drehkappe
3. Drehen Sie die Drehkappe Richtung Maximum
4. Der Hebel stellt sich auf und durch Druck auf den Hebel fließt das Sanitärsilikon kontrolliert aus. Die Fließgeschwindigkeit kann durch drehen Richtung Maximum/Minimum angepasst werden
5. Nach Beendigung des Vorgangs wird durch das Zurückdrehen der Drehkappe Richtung Minimum das Ventil wieder geschlossen
6. Die Düse kann in dieser Position abgeschraubt und gereinigt werden

Produkteigenschaften:

Silikon:	neutralvernetzend
Hautbildung (23 °C und 50% R.V.):	10-15 Minuten
Aushärtungszeit (23 °C und 50% R.V.):	2,5-3 mm / 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	ab +5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständig (ausgehärtet):	-50 °C bis +150 °C
Zulässige Verformung:	25%
Shore A Härte:	11
MHD:	12 Monate (+5 °C bis 25 °C)

Art-Nr	Artikel	Inhalt	VPE
3232	SANIT ProDos® Silikon weiß	200 ml	1/12
3233	SANIT ProDos® Silikon transparent	200 ml	1/12
3234	SANIT ProDos® Silikon grau	200 ml	1/12

Baustellen Helfer

